

# Sensorolle



## Einsatzgebiet

Diese Sensorolle wird bevorzugt im Rahmen der basalen Stimulation eingesetzt. Sie lässt sich aufgrund ihrer Form leicht und flexibel an die Körperkonturen anpassen.

Besonders bei bettlägerigen Menschen dient sie dazu, einem Verlust der Wahrnehmung des eigenen Körpers vorzubeugen.

## Besondere Produktmerkmale

- zur stützenden und stabilisierenden Positionierung
- basale Stimulation
- fördert die Körperwahrnehmung und die Eigenbewegungen
- hochelastisch
- flüssigkeitsdicht
- sehr hohe Atmungsaktivität
- keimdicht gegen Bakterien, Viren und Pilze
- blut-, sekret- und urindicht
- latex- und phthalatfrei
- für Allergiker geeignet

## Technische Daten

### Füllung

- Styroporkugeln

### PU-Bezug

- Hygienebezug Ubicare, blau
- handelsübliche Wasch- und Wischdesinfektion (nur der Bezug ist waschbar)

### Format

- Länge: 2200 mm
- Durchmesser: 200 mm

### Optionen auf Anfrage

- individuelle Fertigung



Artikelnummer 2100001127

CE RL 93/42/EWG Klasse 1